

A 620

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 10 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 10 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503 und Wagen APLW 511
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516063391 / Materialnummer: 10999100 /  
Alte Materialnummer: 69662000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum-Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	113
Außenmaß, Nettobreite in mm	133
Außenmaß, Nettotiefe in mm	608
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	145
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	0,77
Bruttogewicht in kg	1,82