

A 506

Wagen

mit 4 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN: 4002516063223 / Materialnummer: 10999130 / Alte Materialnummer: 69650600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	12
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	555
Außenmaß, Nettobreite in mm	650
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40