

E 518

Silikonschlauch

zur Konnektierung von Spülgut, Länge 300 mm.

EAN: 4002516087076 / Materialnummer: 11015260 / Alte Materialnummer: 69751800D



- Länge 300 mm
- Verpackungseinheit mit 4 Silikonschläuchen

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Durchmesser in mm	8
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,06