


A 623
Modul
zur optimalen Aufnahme von Messzylindern.



- Bestückt mit 4 Düsen
- Für Messzylinder mit 1-2 l Kapazität
- Schwenkbare Auflagen für ein leichtes Handling

EAN: 4002516071440 / Materialnummer: 11025560 / Alte Materialnummer: 69662300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Messzylinder	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Kapazität	
Messzylinder [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	437
Außenmaß, Nettobreite in mm	255
Außenmaß, Nettotiefe in mm	608
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,80