

A 848 Injektordüse mit Auflage, zur Reinigung von Messkolben.



- Für Messkolben bis 5 L
- Länge Düse: 350 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516071488 / Materialnummer: 11025610 / Alte Materialnummer: 69684800D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	350
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	20
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	350
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	50
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,53
Bruttogewicht in kg	0,53