

A 861  
Haltegitter  
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5



- Einteilung: 3x6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516087670 / Materialnummer: 11056810 / Alte Materialnummer: 69686100D

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                            |                       |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor          | •                     |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •                     |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                             |                       |
| PG 8504  | •                     |
| PG 8583  | •                     |
| PG 8583 CD   | •                     |
| PG 8593  | •                     |
| <b>Produktkategorie</b>                                |                       |
| Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul                      | •                     |
| <b>Produkteigenschaften</b>                            |                       |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe  | Edelstahl, Schwarz    |
| Anzahl Fächer  | 18                    |
| Fächerbreite in mm                                     | 74                    |
| Fächerlänge in mm                                      | 74                    |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems                       | •                     |
| <b>Anwendungsbereich</b>                               |                       |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •                     |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                       |                       |
| Phasenanzahl   | 0                     |
| Spannung in V  | 0-0                   |
| Frequenz in Hz   | 0-0                   |
| Gesamtanschluss in kW                                  | 0,00-0,00             |
| Absicherung in A                                       | 0-0                   |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                |                       |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 80                    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 200                   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 350                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 100                   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 210                   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 495                   |
| Nettogewicht in kg                                     | 0,10                  |
| Bruttogewicht in kg                                    | 1,87                  |