

APLW 052/1

Injektordüsen-Set

mit Kunststoffstütze, Ø 4 mm, Länge 175 mm.

EAN: 4002516130918 / Materialnummer: 11094000 / Alte Materialnummer: 69305201D



- Geeignet zum Beispiel für Unterkorb APLW 095
- Verpackungseinheit mit 39 Injektordüsen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 5 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	310
Nettogewicht in kg	0,78
Bruttogewicht in kg	1,05