

APLW 001

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Laborglas auf der untersten Ebene.



- Maximale Beladebreite: 470 mm
- Maximale Beladetiefe: 490 mm

EAN: 4002516115298 / Materialnummer: 11104480 / Alte Materialnummer: 69300100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Wagen für Einsätze	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	135
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,20
Bruttogewicht in kg	5,90