

APLW 004

Wagen

zur optimalen Aufnahme von großvolumigem Laborglas bis 50 l.



- Ausgestattet mit 1 Düse

EAN: 4002516115427 / Materialnummer: 11104510 / Alte Materialnummer: 69300400D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Flaschen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	588
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	760
Außenmaß, Bruttobreite in mm	625
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	715
Nettogewicht in kg	4,68
Bruttogewicht in kg	9,83