


APLW 019/1

Oberkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 047.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115731 / Materialnummer: 11104710 / Alte Materialnummer: 69301901D

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                            |                       |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •                     |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                             |                       |
| PLW 6011   | •                     |
| PLW 6111   | •                     |
| <b>Produktkategorie</b>                                |                       |
| Injektorkorb   | •                     |
| Oberkorb   | •                     |
| <b>Produkteigenschaften</b>                            |                       |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe  | Blau, Edelstahl, Weiß |
| <b>Anwendungsbereich</b>                               |                       |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •                     |
| <b>Kapazität</b>                                       |                       |
| Reagenzgläser [Anzahl]                                 | 121                   |
| Vials [Anzahl]   | 121                   |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                |                       |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 200                   |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 535                   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 570                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 355                   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 565                   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 615                   |
| Nettogewicht in kg                                     | 6,64                  |
| Bruttogewicht in kg                                    | 9,06                  |
| <b>Beipack</b>   |                       |
| APLW 047 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 50 mm [Anzahl]   | 121                   |