

APLW 023 Unterkorb mit 56 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



## Image in progress

• Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet Produktzugehörigkeit Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor Gerätezugehörigkeit PLW 6011 PLW 6111 Produktkategorie Injektorkorb Unterkorb Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz, Weiß Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Kapazität 56 Enghalsgläser [Anzahl] Flaschen [Anzahl] 56 Erlenmeyerkolben [Anzahl] 56 Rundkolben [Anzahl] 56 Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm 575 Außenmaß, Nettobreite in mm 504 Außenmaß, Nettotiefe in mm 480 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 355 Außenmaß, Bruttobreite in mm 562 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 615

5,48

7,91

EAN: 4002516115786 / Materialnummer: 11104760 / Alte Materialnummer: 69302300D

Nettogewicht in kg

Bruttogewicht in kg