


APLW 035

Abdeckung

Höhe 175 mm, zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



EAN: 4002516115977 / Materialnummer: 11104950 / Alte Materialnummer: 69303500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	175
Außenmaß, Nettobreite in mm	248
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	330
Außenmaß, Bruttobreite in mm	312
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	312
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	1,36