


APLW 040

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 100 mm.

EAN: 4002516116028 / Materialnummer: 11105000 / Alte Materialnummer: 69304000D



- Zur Verwendung mit Deckel APLW 043

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	115
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	100
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	220
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	330
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,47
Bruttogewicht in kg	1,58