

APLW 042

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 200 mm.

EAN: 4002516116042 / Materialnummer: 11105020 / Alte Materialnummer: 69304200D



- Zur Verwendung mit Deckel APLW 043

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	215
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	202
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	220
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	325
Außenmaß, Bruttobreite in mm	305
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	310
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,60