

APLW 045

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, konusförmig, Ø 2,5, Länge 80 mm.



Image
in progress

- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materialnummer: 11105050 / Alte Materialnummer: 69304500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	15
Außenmaß, Nettotiefe in mm	90
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	40
Außenmaß, Bruttobreite in mm	65
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02