

APLW 054

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, sternförmig mit Arretierung, Ø 6, Länge 135 mm.

EAN: 4002516116141 / Materialnummer: 11105140 / Alte Materialnummer: 69305400D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

| Produktzugehörigkeit | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Blau, Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 75 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 75 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 144 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 55 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 180 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 250 |
| Nettogewicht in kg | 0,02 |
| Bruttogewicht in kg | 0,03 |