

APLW 060

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Waschgutfixierung mit Arretierung, Ø 6, Länge 275 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN: 4002516116264 / Materialnummer: 11105200 / Alte Materialnummer: 69306000D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	95
Außenmaß, Nettobreite in mm	95
Außenmaß, Nettotiefe in mm	287
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12