

APLW 082
Waschgutfixierung
für Injektordüse, Höhe 200 mm.



EAN: 4002516116585 / Materialnummer: 11105420 / Alte Materialnummer: 69308200D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	87
Außenmaß, Nettobreite in mm	87
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	350
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03