

APLW 089
Adapter
für Injektordüsen.



- Zur Adaption von Injektordüsen Ø 6 mm

EAN: 4002516116677 / Materialnummer: 11105490 / Alte Materialnummer: 69308900D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	15
Außenmaß, Nettotiefe in mm	17
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01