

APLW 091
Aufnahme
für Injektordüsen Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materialnummer: 11105510 / Alte Materialnummer: 69309100D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	17
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00