

A 840/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 6, Länge 130 mm, 5 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 5 Düsen
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 12 bis 85 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 11 mm

EAN: 4002516188803 / Materialnummer: 11112600 / Alte Materialnummer: 69684001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	92
Außenmaß, Nettotiefe in mm	86
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	107
Außenmaß, Bruttobreite in mm	130
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht in kg	0,13
Bruttogewicht in kg	0,24