

APWD 074

Adapter

zur Verwendung des A 812 im Korb APWD 061.

EAN: 4002516122302 / Materialnummer: 11127550 / Alte Materialnummer: 68407400D



Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01