

A 857

Umbausatz

zur Verwendung von Laborwagen der Geräte G 7827/28 & PG 8527/28 in der PLW 86xx.



- Verwendung von vorhandenen Miele Beladungsträgern in der PLW 86xx
- Für alle Beladungsträger der G 7827, G 7828, PG 8527 und PG 8528

EAN: 4002516201946 / Materialnummer: 11235960 / Alte Materialnummer: 69685700D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Umbausatz | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 0 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 60 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 110 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 405 |
| Nettogewicht in kg | 0,33 |
| Bruttogewicht in kg | 0,43 |