


A 850
Haltegitter
für Injektormodul A 620.



- Einteilung: 2x5 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 620
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516200703 / Materialnummer: 11236630 / Alte Materialnummer: 69685000D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	10
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	110
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	147
Außenmaß, Nettobreite in mm	244
Außenmaß, Nettotiefe in mm	578
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	135
Außenmaß, Bruttobreite in mm	285
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,95