


A 851
Haltegitter
für Injektormodul A 621.



- Einteilung: 3x7 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 621
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516201915 / Materialnummer: 11236640 / Alte Materialnummer: 69685100D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	21
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	77
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	119
Außenmaß, Nettobreite in mm	243
Außenmaß, Nettotiefe in mm	580
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	135
Außenmaß, Bruttobreite in mm	285
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	586
Nettogewicht in kg	0,67
Bruttogewicht in kg	1,07