

A 852
Haltegitter
für Injektormodul A 622.



- Einteilung: 4x9 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 622
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516201922 / Materialnummer: 11236650 / Alte Materialnummer: 69685200D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau, Schwarz
Anzahl Fächer	36
Fächerbreite in mm	59
Fächerlänge in mm	58
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	76
Außenmaß, Nettobreite in mm	256
Außenmaß, Nettotiefe in mm	562
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	330
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	680
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,99