


A 11/2
Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Nicht verwendbar in PG 8536

EAN: 4002516340119 / Materialnummer: 11239130 / Alte Materialnummer: 69501103D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Unterlage	•
Unterlegrahmen	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	476
Außenmaß, Nettotiefe in mm	443
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	0,72
Bruttogewicht in kg	1,08