

LDTT 86

Auffangflasche

mit Haltegitter zum Sammeln von Abtropfflüssigkeiten des TT 86.



- Anbringung unterhalb der Auffangwanne

EAN: 4002516271864 / Materialnummer: 11293740 / Alte Materialnummer: 69200120D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	121
Außenmaß, Nettobreite in mm	130
Außenmaß, Nettotiefe in mm	147
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	295
Nettogewicht in kg	0,41
Bruttogewicht in kg	0,56