

## DOS K 85 flex

Dosiermodul für 5-10 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/Neutralisationsmittel
- 352 mm mm Sauglanze für 5-10 l-Kanister mit flexiblem Verschluss
- Umbausatz Sauglanze 10-30 l-Kanister via Kundendienst erhältlich

EAN: 4002516357438 / Materialnummer: 11498880 / Alte Materialnummer: 69747052D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	198
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	2,25
Bruttogewicht in kg	2,45
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•