

RF MF27/28

Adapter

zur Verwendung des Transferwagen MF 27/28 mit der Geräteserie PLW 8615/16/17.



- Nachrüstbares Auslöseelement für den Transferwagen MF 27/28
- Die Montage erfolgt durch einen Servicetechniker
- Bei den doppeltürigen PLW 86165-Geräten werden 2 Stück benötigt

EAN: 4002516352471 / Materialnummer: 11499280 / Alte Materialnummer: 69249201D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Adapter	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,25
Bruttogewicht in kg	0,25