

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 5 l  
hochwirksam, phosphatfrei, mit EU Ecolabel.



- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiß- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN: 4002516364269 / Materialnummer: 11520220 / Alte Materialnummer: 59702101DE

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Gut
Lösekraft von Eiweiß	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	8,0-9,0
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Verwendung</b>	
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Fein-/Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Konservierungsmittel, Tenside
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Schaumregulierend	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,09
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	256
Außenmaß, Nettobreite in mm	148
Außenmaß, Nettotiefe in mm	193
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	249,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	148,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	193,00
Füllgewicht in g	5450
Bruttogewicht in kg	5,73
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
<b>Prüfnummern</b>	
EU Ecolabel: DE/039/020	•