

ProCare Tex 70 S - 5 l  
 Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l  
 frei von Mikroplastik.



- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe

EAN: 4002516365501 / Materialnummer: 11520370 / Alte Materialnummer: 59704101DE

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Antistatische Wirkung	Gut
Aufziehvermögen	Sehr gut
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	3,5-4,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Verwendung</b>	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Weichspüler
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Duftstoffe
Phosphatfrei	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	0,99
Frei von Mikroplastik	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	12
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	256
Außenmaß, Nettobreite in mm	148
Außenmaß, Nettotiefe in mm	193
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	249,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	148,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	193,00
Füllgewicht in g	4950
Bruttogewicht in kg	5,73
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•