

ProCare Sure I-PM

Prozessindikator, Indikatorbögen

zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN: 4002516364702 / Materialnummer: 11577000 / Alte Materialnummer: 68915101D



- Zusätzliche Sicherheit bei routinemäßigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank selbstklebender Indikatoren
- 192 Indikatoren pro Verpackungseinheit
- Vollständige Dokumentation mit Formblatt als PDF Download

Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Hauptanwendungsbereiche

Medizinische Laboratorien	•
Apotheken	•
Zahnarztpraxis	•
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Arztpraxen und Kliniken	•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270,00
-----------------------------	--------

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Bruttogewicht in kg	0