

ProCare Sure I-PM Starter  
 Prozessindikator, Starterpaket  
 zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN: 4002516364696 / Materialnummer: 11577150 / Alte Materialnummer: 68915301D



- Zusätzliche Sicherheit bei  
 routinemäßigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank  
 selbstklebender Indikatoren
- 2 Kunststoffhalter & 64  
 Einzelindikatoren pro  
 Verpackungseinheit
- Vollständige Dokumentation mit  
 Formblatt als PDF Download

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Apotheken	•
Zahnarztpraxis	•
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270,00
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Bruttogewicht in kg	0