

APWM 048

Membrandosierpumpen

mit Dosiersteuerung für fünf Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen ab 12 kg
- Maximale Pumpenleistung und minimaler Wartungsaufwand
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Wasch- und Pflegemitteln
- Inkl. 25m Schlauchleitung, 5m Anschlusskabel
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN: 4002516419327 / Materialnummer: 11733350 /
Alte Materialnummer: 59510048SER

Produktzugehörigkeit

Waschmaschinen

•

Geräte-/Zubehörzugehörigkeit

PW 413

•

PW 418

•

PW 6163

•

PW 6241

•

PW 6243

•

PW 6321

•

PW 6323

•

PW 811

•

PW 814

•

PW 818

•

PWM 514

•

PWM 520

•

PWM 912

•

PWM 916

•

PWM 920

•

PWM 927

•

PWM 935

•

Produktkategorie

Dosiersystem

•

Produkteigenschaften

Material

Kunststoff

Farbe

Schwarz-Weiß

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

285

Außenmaß, Nettobreite in mm

910

Außenmaß, Nettotiefe in mm

190

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

295

Außenmaß, Bruttobreite in mm

395

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

1100

Nettogewicht [kg]

12,00

Bruttogewicht in kg

13,85