

ProCare Med 64 LUB - 200 ml
Instrumenten-Pflegemittel, 200 ml
zum Sprühen, für die manuelle Pflege von Medizinprodukten.



- Sorgt für Schmierung von Gelenken, Scharnieren und Gleitflächen
- Hohe Materialschonung zum Schutz vor Verschleiß von Instrumenten
- Zum Schutz vor Reibkorrosion, Rost, Anlaufen und Fleckenbildung
- Aus hochwertigem medizinischem Weißöl, ohne Allergene
- Dampfdurchlässiges Öl, für die Sterilisation geeignet
- Recycelbare Verpackung

EAN: 7612594269669 / Materialnummer: 11848680 / Alte Materialnummer: 6980M0961V1

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Manuelle Pflege	Sehr gut
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Pflegemittel
Aggregatsform	Spray
Inhaltsstoffe	Paraffinöl
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für die manuelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Nicht geeignet für Polymere	•
Geeignet für chirurgische Instrumente mit beweglichen Teilen	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	174
Außenmaß, Nettobreite in mm	50
Außenmaß, Nettotiefe in mm	50
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	174
Außenmaß, Bruttobreite in mm	50
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	50
Bruttogewicht in kg	0
Füllmenge in ml	200
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•