


APLW 107

Korb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Einsetzbar in Ebenen 2 bis 4
- Frontseitig offen
- Zur optimalen Aufnahme von Einsätzen
- Mit eingebautem Sprüharm
- Bestückungsmaße abhängig von Position und eingesetzten Körben

EAN: 4002516525998 / Materialnummer: 11854290 / Alte Materialnummer: 69610700D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Höhenverstellbar	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	151
Außenmaß, Nettobreite in mm	559
Außenmaß, Nettotiefe in mm	594
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	575
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	3,39
Bruttogewicht in kg	5,01