

APAC 002
HEPA-Filter der Klasse H14
für den Miele PAC 1045/1080.



- Filterpaket inklusive Feinstaub-Vorfilter ISO ePM1 50%
- Abscheidegrad nach DIN EN 1822: 99,995 %
- 4.000 Stunden Standzeit (Umgebungsabhängig)

EAN: 4002516479741 / Materialnummer: 11855130 / Alte Materialnummer: 59550002D

Gerätezugehörigkeit	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
Produktkategorie	
Filterpaket (Feinstaubvorfilter & HEPA H14 Filter)	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	540
Außenmaß, Nettobreite in mm	540
Außenmaß, Nettotiefe in mm	525
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555,00
Nettogewicht [kg]	10,61
Bruttogewicht in kg	13,17