

APAC 003  
Aktivkohlefilter  
für den Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479833 / Materialnummer: 11855140 / Alte Materialnummer: 59550003D

<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aktivkohlefilter	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Schwarz
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	610
Außenmaß, Nettobreite in mm	70
Außenmaß, Nettotiefe in mm	45
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	45,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610,00
Nettogewicht [kg]	0,03
Bruttogewicht in kg	0,12