

APST 011
 Verbindungsset
 für Cube/X-Sterilisatoren mit Vollentsalzungspatronen VE P 2000 & VE P 2800.



- Geeignet für alle Cube- und Cube X Kleinsterilisatoren
- Zur Verbindung mit VE P 2800 und VE P 2000

EAN: 4002516552017 / Materialnummer: 11878350 /
 Alte Materialnummer: 689000010D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau, Schwarz, Transparent
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	102
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	324
Nettogewicht in kg	1,61
Bruttogewicht in kg	1,80