

APST 011

Verbindungsset

zur Anbindung der Cube/ X-Sterilisatoren an die Vollentsalzungspatronen VE P 2000 und VE P 2800.



- Geeignet für alle Cube- und Cube X Kleinsterilisatoren
- Zur Verbindung mit VE P 2800 und VE P 2000

EAN: 4002516552017 / Materialnummer: 11878350 / Alte Materialnummer: 689000010D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau, Schwarz, Transparent
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	102
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	324
Nettogewicht in kg	1,61
Bruttogewicht in kg	1,80