

APLW DS7111

Nachrüstatz

Flüssigdosierung zur nachträgl. Erweiterung der PLW 7111 um eine 3. Dosierpumpe.

EAN: 4002516648697 / Materialnummer: 11993930 / Alte Materialnummer: 69242001D



- Nachträglicher Einbau durch den Kundendienst
- Für den Einsatz zusätzlicher Prozesschemie

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grün, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,40
Bruttogewicht in kg	0,57