

APWD 326

Adapter

Nachrüstset mit Adaptern für Doppelschläuche von dentalen Lachgassystemen

EAN: 4002516611011 / Materialnummer: 12036440 / Alte Materialnummer: 68632600D



- Enthält 2 Adapter
- Nachrüstset für APWD 325

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff, Silikon
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	65
Außenmaß, Nettobreite in mm	40
Außenmaß, Nettotiefe in mm	78
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,46
Bruttogewicht in kg	0,51