


APLW 633

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen und Druckluftflaschen.

EAN: 4002516726043 / Materialnummer: 12230150 / Alte Materialnummer: 69663300D



- Geeignet für die Aufbereitung von 2 Pressluftatmer-Tragegestellen
- Oder für die Aufbereitung von bis zu 2 Druckluftflaschen
- Druckbeaufschlagung über kleine Aufbereitungsflaschen möglich
- Einsetzbar im Korb APLW 152

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Pressluftatmer-Tragegestelle	•
Einsatz für Druckluftflaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
Aufbereitung von Druckluftflaschen	•
<b>Kapazität</b>	
Druckluftflaschen [Anzahl]	2
Pressluftatmer-Tragegestelle mit Druckluftflasche [Anzahl]	1
Pressluftatmer-Tragegestelle [Anzahl]	2
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	360
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	10,91
Bruttogewicht in kg	10,92