

APLW 883

Nachrüstset

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, interne 5-10 l Kanister f. PLW8636.



- Für 5 – 10 l Kanister in der Dosierschublade
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN: 4002516744603 / Materialnummer: 12426680 /

Alte Materialnummer: 69688300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,79
Bruttogewicht in kg	0,95