

APLW 884

Nachrüstsatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, externe 5-10 l Kanister f. PLW8636.



EAN: 4002516745518 / Materialnummer: 12426740 / Alte Materialnummer: 69688400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•

- Für 5 – 10 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst