

APLW 885

Nachrüstsatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, externe 10-20 l Kanister f. PLW8636.



EAN: 4002516745525 / Materialnummer: 12426770 / Alte Materialnummer: 69688500D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [IPC] •

PLW 8636 [LAB / LAB MON] •

Produktkategorie

Umbausatz •

Dosiersystem •

- Für 10 – 20 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst