


APLW 886

Nachrüstsatz

für die Dosierüberwachung mittels Ovalradzähler zum Einbau in PLW 8636.

EAN: 4002516745433 / Materialnummer: 12426910 / Alte Materialnummer: 69688600D



- Präzisere Mengenmessung mittels Ovalradzähler
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,08