

ProCare Tex 10 B+ - 20 l
 Waschkraftverstärker, Flüssigkonzentrat, neutral, 20 l
 zur wirksamen Entfernung von Fettverschmutzungen.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Schonender Fettlöser für jede Wäsche
- Besonders faser- und farbschonend
- Volle Waschkraft bereits bei 30 °C
- Zusätzlich als Emulgator und Netzmittel verwendbar

EAN: 4002516776208 / Materialnummer: 12495150 / Alte Materialnummer: 59709301V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Weißheitsgrad	Sehr gut
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	7,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Waschkraftverstärker
Alkalität	Neutral
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Tenside
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Schaumregulierend	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,00
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•

ProCare Tex 10 B+ - 20 l
Waschkraftverstärker, Flüssigkonzentrat, neutral, 20 l
zur wirksamen Entfernung von Fettverschmutzungen.



EAN: 4002516776208 / Materialnummer: 12495150 / Alte Materialnummer: 59709301V1

Mindesthaltbarkeit in Monaten	36
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	378
Außenmaß, Bruttobreite in mm	256
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288
Bruttogewicht in kg	21,00 kg
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•