

APLW 891

Nachrüstatz

Leitwertmessmodul zum Einbau in die PLW 7111.



- Zur Bestimmung des Leitwertes in der Spülflotte
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN: 4002516779414 / Materialnummer: 12506460 / Alte Materialnummer: 69242013D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
Aufbereitung von Druckluftflaschen	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	107
Außenmaß, Bruttobreite in mm	130
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,59